

Liste verwendeter Symbole nach ÖNORM EN ISO 15223-1



Hersteller – Zeigt den Hersteller des Medizinproduktes nach den EU-Richtlinien 90/385/EWG, 93/42/EWG und 98/79/EG an.



Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft – Zeigt den Bevollmächtigten in der Europäischen Gemeinschaft an.



Herstellungsdatum – Zeigt das Datum an, an dem das Medizinprodukt hergestellt wurde.



Verwendbar bis – Zeigt das Datum an, nach dem das Medizinprodukt nicht mehr verwendet werden darf.



Chargencode – Zeigt die Chargenbezeichnung des Herstellers an, sodass die Charge oder das Los identifiziert werden kann.



Artikelnummer – Zeigt die Bestellnummer des Herstellers an, sodass das Medizinprodukt identifiziert werden kann.



Steril – Zeigt ein Medizinprodukt an, das einem Sterilisationsverfahren unterzogen wurde.



Sterilisiert durch Bestrahlung – Zeigt ein Medizinprodukt an, das durch Bestrahlung sterilisiert wurde.



Nicht erneut sterilisieren – Zeigt ein Medizinprodukt an, das nicht erneut sterilisiert werden darf.



Unsteril – Zeigt ein Medizinprodukt, das keinem Sterilisationsverfahren ausgesetzt wurde.



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden – Zeigt ein Medizinprodukt an, das nicht verwendet werden sollte, falls die Verpackung beschädigt oder geöffnet sein sollte.



Nicht wiederverwenden – Verweist auf ein Medizinprodukt, das für den einmaligen Gebrauch oder den Gebrauch an einem einzelnen Patienten während einer einzelnen Behandlung vorgesehen ist.



Gebrauchsanweisung beachten – Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender, die Gebrauchsanweisung zurate zu ziehen.



Achtung – Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender, die Gebrauchsanweisung auf wichtige sicherheitsbezogene Angaben, wie Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen durchzusehen, die aus einer Vielzahl von Gründen nicht auf dem Medizinprodukt selbst angebracht werden können.

Erstellungsdatum: 03/2014